



RU Уход и хранение:

Мыть тёплой водой с мылом, тщательно ополаскивать. Не кипятить. Не стерилизовать. Сушить при комнатной температуре. Не используйте для мытья сильнодействующие чистящие средства, содержащие абразивные частицы. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом проветриваемом помещении. Мыть перед каждым применением и после него. Проверяйте перед каждым использованием на наличие повреждений, незамедлительно исключайте из употребления повреждённые изделия. Внимание! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

EN Storage and care:

Wash thoroughly in hot water and detergent, rinse thoroughly. Do not boil. Do not sterilize. Dry at room temperature. Do not wash with aggressive and/or abrasive detergents. Keep

out of reach of children. Store in a dry cool place. Wash before and after each use. The components of this items are not toys and should not be given to children to play. Inspect carefully for signs of wear before each use and replace when damaged immediately. Caution! Discard all packaging components before use.

KZ Күтім жасау және сақтау:

Сабынмен жылы суда жуып, мұқият шаю қажет. Қайнатуға болмайды. Зарарсыздандырмаңыз. Бөлме температурасында кептіру қажет. Жуу үшін абразивті бөлшектерден тұратын қатты әсер ететін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрғақ, желдетілетін ғимаратта сақтау қажет. Әр қолданар алдында бүтіндігін тексеріңіз, зақымдалған бұйымды пайдаланбаңыз.

*Это набор аксессуаров.
Аспиратор продается
отдельно!*

**Приобретайте
аспиратор НВ™
для полного
комплекта!**



* Арт. 17003





При помощи трубки присоедините адаптер к корпусу aspirатора;



Вставьте адаптер в трубу пылесоса;



Включите пылесос и отрегулируйте мощность на минимум. Если регулятора мощности нет, откройте заглушку на трубе пылесоса;



Вставьте наконечник aspirатора в один из носовых входов ребенка. При необходимости повторите с другой ноздрей.



Подходит для пылесосов с диаметром трубки 26–32 мм



Увеличенная длина трубки адаптера: 60 см

Внимание!
Может не подойти для некоторых пылесосов с тонкой трубкой